


Anticorpo Policlonale Anti-Acp5 Per Wb, If, Ihc, Elisa - P13686

Numero articolo: CM0024112



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la fosfatasi acida tartrato-resistente di tipo 5 umana (ACP5/TRAP). Validato per Western blot, immunofluorescenza, immunoistochimica ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sul metabolismo osseo, ricerca sugli osteoclasti e studi sui biomarcatori della leucemia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ACP5 Rabbit pAb
Note/Alias	HPAP; TRAP; TRAcP; TRACP5a; TRACP5b; TrATPase; ACP5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	54
ID Gene	54
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 76-325 di ACP5 umano (NP_001602.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P13686
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio