

Anticorpo Policlonale Anti-Acrv1 Per Wb, Elisa - P26436

Numero articolo: CM0026288

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting l'ACRV1 umano (SP-10), una proteina acrosomale essenziale per la funzione spermatica. Validato per Western blot e ELISA, cross-reagisce con il ratto. Ideale per la biologia della riproduzione e lo sviluppo di diagnostici per l'infertilità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ACRV1 Coniglio pAb
Note/Alias	SP-10, SPACA2, D11S4365, ACRV1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	56
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-265 dell'ACRV1 umano (NP_001603.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P26436
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio