

Anticorpo Policlonale Anti-Acsf3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q4G176

Numero articolo: CM0019415

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ACSF3 umano (ligasi malonato--CoA), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce anche con il topo. Adatto alla ricerca sulla sintesi intramitocondriale degli acidi grassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ACSF3 Rabbit pAb
Note/Alias	ACSF3; membro 3 della famiglia delle acil-CoA sintetasi
Specie	Umano
ID del gene (umano)	197322
ID del gene	197322
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 370-576 di ACSF3 umano (NP_777577.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q4G176
Peso della proteina	64 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante