

Anticorpo Policlonale Anti-Acs1 Per Wb, Ip, If/Icc - P33121

Numero articolo: CM0020257

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ACSL1, validato per WB, IP, IF/ICC in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo degli acidi grassi e la sintesi lipidica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ACSL1 Rabbit pAb
Note / Alias	ACS1; LACS; FACL1; FACL2; LACS1; LACS2; ACSL1
Specie	Umana
GeneID	2180
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 46-145 di ACSL1 umano (NP_001986.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P33121
Peso proteico	78 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio