

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Acsl1 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P33121

Numero articolo: CM0012295

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta specificità che bersaglia l'ACSL1 umano. Validato per WB, IF-P, IHC-P e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio del metabolismo degli acidi grassi a catena lunga e della sintesi lipidica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ACSL1 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	ACS1, LACS, FAcl1, FAcl2, LACS1, LACS2
Specie	Umana
ID gene	2180
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 598-698 dell'ACSL1 umano (NP_001986.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P33121
Peso proteico	78kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio