

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Acsl1 Per Wb, Elisa - P33121

Numero articolo: CM0021610

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'ACSL1 umano (long-chain-fatty-acid--CoA ligase 1). Validato per Western blotting ed ELISA, con reattività crociata al topo. Ideale per la ricerca sull'attivazione degli acidi grassi, il metabolismo lipidico e i meccanismi delle malattie metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ACSL1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ACSL1; ACS1; FACL1; FACL2; LACS; LACS1; LACS2; long-chain-fatty-acid--CoA ligase 1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2180
GeneID	2180
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P33121
Peso proteico	76kDa/77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio