

Anticorpo Monoclonale Anti-Acs1 Rabbit Polymab® Per Wb, Ihc, Elisa - P33121

Numero articolo: CM0007553

introduzione

ACSL1 Rabbit PolymAb® è un anticorpo monoclonale validato per WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Rileva l'ACSL1 umano, murino e di ratto, una ligasi degli acidi grassi a catena lunga coinvolta nel metabolismo lipidico. Ideale per la ricerca metabolica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ACSL1 Rabbit PolymAb®
Annotazioni / Alias	ACS1; LACS; FACL1; FACL2; LACS1; LACS2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2180
GeneID	2180
Immunogeno	Peptide sintetico (Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'ACSL1 umano (NP_001986.2))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P33121
Peso proteico	78kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio