

Anticorpo Policlonale Anti-Acsl3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - 095573

Numero articolo: CM0016890

introduzione

ACSL3 Rabbit pAb validato per WB, IHC-P, ELISA; rileva l'ACSL3 endogeno in umano, topo, ratto. Long-chain-fatty-acid-CoA ligasi 3, chiave nel metabolismo lipidico e nella formazione delle VLDL.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ACSL3 Rabbit pAb
Note/Alias	ACS3; FACL3; LACS3; LACS 3; PRO2194; ACSL3
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2181
ID Gene	2181
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 621-720 dell'ACSL3 umano (NP_004448.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	095573
Peso Proteico	80kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio