

Anti-Acsl4 Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O60488

Numero articolo: CM0002977

introduzione

Anti-ACSL4 Anticorpo Monoclonale Coniglio validato per WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reagisce con ACSL4 (O60488) umano, murino e ratto, un enzima chiave nel metabolismo degli acidi grassi e nella ferroptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ACSL4 mAb Coniglio
Note/Alias	ACS4; FACL4; LACS4; MRX63; MRX68; XLID63; ACSL4
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	2182
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 42-321 dell'ACSL4 umano (NP_075266.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O60488
Peso Proteico	79kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio