

Anticorpo Policlonale Anti-AcsL5 Per Wb E Elisa - Q9ULc5

Numero articolo: CM0017116

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting ACSL5 umano, validato per Western blot e ELISA. Rileva ACSL5 umano, murino e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo lipidico e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ACSL5 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	ACS2; ACS5; FACL5; ACSL5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	51703
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 500-739 dell'ACSL5 umano (NP_057318.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9ULC5
Peso proteico	76kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio