

Anticorpo Policlonale Anti-AcsL5 Da Coniglio Per Wb, Elisa - Q9ULc5

Numero articolo: CM0013341

introduzione

Anticorpo policlonale anti-ACSL5 da coniglio di alta qualità, validato per WB e ELISA con reattività crociata in uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio del metabolismo degli acidi grassi e della sintesi lipidica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ACSL5 Rabbit pAb
Note/Alias	ACS2; ACS5; FACL5; ACSL5
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	51703
GeneID	51703
Immunogeno	Proteina ricombinante (amminoacidi 500-739 della ACSL5 umana)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9ULC5
Peso proteico	76kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio