

Anticorpo Policlonale Anti-Acsl6 Per Wb, Elisa - Q9Uku0

Numero articolo: CM0027059

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ACSL6 umano, validato per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva la proteina espressa endogenamente in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per studi sul metabolismo degli acidi grassi a catena lunga e sulla sintesi dei lipidi cerebrali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ACSL6 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	ACS2; FAFL6; LACS2; LACS5; LACS 6; ACSL6
Specie	Umano
GenID (Umano)	23305
GenID	23305
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 383-622 di ACSL6 umano (NP_001192180.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UKU0
Peso proteico	78kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio