


Anticorpo Policlonale Anti-Acsm2A Per Wb, Elisa - Q08Ah3

Numero articolo: CM0014125



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ACSM2A umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo mitocondriale degli acidi grassi e sull'attivazione degli xenobiotici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-ACSM2A
Note/alias	ACSM2; A-923A4.1; ACSM2A
Specie	Umano
GeneID (umano)	123876
GeneID	123876
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 418-577 di ACSM2A umano (NP_001295101.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, ratto
SWISS	Q08AH3
Peso della proteina	64 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante