

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Acsm3 Per Wb, Elisa - Q53Fz2

Numero articolo: CM0019788

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'ACSM3 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Utile per la ricerca sul metabolismo degli acidi grassi e per studi mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ACSM3 Rabbit pAb
Note/Alias	SA; SAH; ACSM3
Specie	Umano
ID Gene	6296
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q53FZ2
Peso Proteico	66kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio