

Anticorpo Policlonale Anti-Acsm5 Per Wb, Elisa - Q6Nun0

Numero articolo: CM0020966

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ACSM5 umano (MACS3), validato per WB ed ELISA. Ideale per lo studio del metabolismo degli acidi grassi, dell'accumulo lipidico e della funzione mitocondriale nei tessuti renali ed epatici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ACSM5 Rabbit pAb
Note/alias	Acsm5; ACSM5; MACS3
Specie	Umano
ID genico (umano)	54988
ID genico	54988
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 27-130 di ACSM5 umano (NP_001311300.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q6NUN0
Peso della proteina	64 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante