


Anticorpo Policlonale Anti-Acss1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nub1

Numero articolo: CM0013785



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-ACSS1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva ACSS1 umano, murino e ratto. Per il metabolismo dell'acetil-CoA, la chetogenesi e la ricerca mitocondriale. Ideale per lo studio dell'utilizzo dell'acetato, il metabolismo degli acidi grassi a catena corta e la termogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome prodotto	ACSS1 pAb Coniglio
Osservazioni/Alias	ACAS2L; ACECS1; AceCS2L; ACSS1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84532
GeneID	84532
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 340-689 dell'ACSS1 umano (NP_115890.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9NUB1
Peso proteico	75kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio