

Anticorpo Policlonale Anti-Acss2 Per Wb, Elisa - Q9Nr19

Numero articolo: CM0016114

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ACSS2 validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano e ratto, mirando all'acetil-CoA sintetasi 2 (~79 kDa). Ideale per la ricerca sul metabolismo e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ACSS2 Rabbit pAb
Note/Alias	ACS, ACSA, ACAS2, ACECS, AceCS1, dJ1161H23.1, ACSS2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55902
GeneID	55902
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 462-701 di ACSS2 umano (NP_061147.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9NR19
Peso Proteico	79kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio