

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Acss2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nr19

Numero articolo: CM0026350

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ACSS2 umano (acetil-CoA sintetasi 2), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio ACSS2
Note/Alias	ACS; ACSA; ACAS2; ACECS; AceCS1; dj1161H23.1; ACSS2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55902
GeneID	55902
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 462-701 di ACSS2 umano (NP_061147.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9NR19
Peso Proteico	79kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio