


Anticorpo Monoclonale Anti-Caspasi-3 Attiva Per Wb, Elisa - P42574

Numero articolo: CM0002467



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che bersaglia la Caspasi-3 attiva (CPP32, SCA-1). Convalidato per WB e ELISA su campioni umani. Ideale per la ricerca sull'apoptosi. Reagisce con l'uomo. Peso molecolare 32 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio contro Caspasi-3 attiva
Annotazioni/Alias	CPP32; SCA-1; CPP32B; Caspasi-3 attiva
Specie	Umana
GeneID (umano)	836
GeneID	836
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 della CASP3 umana (P42574).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P42574
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio