


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Actl6A Per Wb, Ihc-P, Elisa - O96019

Numero articolo: CM0012231



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro ACTL6A umano (BAF53A), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce anche con campioni di topo e ratto. Ideale per la ricerca sul rimodellamento della cromatina, la neurogenesi e la riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-ACTL6A
Note/alias	Arp4; ACTL6; BAF53A; INO80K; SMARCN1; ARPN-BETA; ACTL6A
Specie	Uomo
GeneID (umano)	86
GeneID	86
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 201-290 di ACTL6A umano (O96019)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O96019
Peso della proteina	47 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante