


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Actl6A Per Wb, Ihc-P, Elisa - O96019

Numero articolo: CM0026610



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato ad ACTL6A (BAF53A), validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata umana, murina e ratto. Contiene per ricerche sul rimodellamento della cromatina e sulla neurogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ACTL6A Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	Arp4; ACTL6; BAF53A; INO80K; SMARCN1; ARPN-BETA; ACTL6A
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	86
Gene ID	86
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-120 di ACTL6A umano (NP_004292.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O96019
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio