


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Actn1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P12814

Numero articolo: CM0017109



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato all'alfa-actinina-1 umana (ACTN1). Validato per WB, IHC-P ed ELISA; reagisce in modo incrociato con umano e topo. Ideale per studi sul citoscheletro, sull'adesione cellulare e sull'attivazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ACTN1 Rabbit pAb
Note/Alias	BDPLT15; ACTN1
Specie	Umano
GeneID (umano)	87
GeneID	87
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-330 di ACTN1 umana (NP_001123477.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P12814
Peso Proteico	103kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio