


Anticorpo Monoclonale Anti-Actn2 Coniglio Per Wb, If-P, Elisa - P35609

Numero articolo: CM0005516



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-ACTN2 coniglio validato per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per studiare la struttura del sarcomero e le malattie muscolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ACTN2 Rabbit mAb
Note/Alias	MPD6, CMH23, CMYP8, CMD1AA, MYOCYZ, ACTN2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	88
ID Gene	88
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di ACTN2 umano (P35609)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35609
Peso Proteico	104kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio