


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Actn2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P35609

Numero articolo: CM0028076



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro ACTN2 umano (alfa-actinina-2). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la biologia muscolare e la ricerca sulla cardiomiopatia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ACTN2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	MPD6; CMH23; CMYP8; CMD1AA; MYOC0Z; ACTN2
Specie	Umano
GeneID (umano)	88
GeneID	88
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 di ACTN2 umano (NP_001094.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P35609
Peso proteico	104 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio