

Anticorpo Policlonale Anti-Actn3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q08043

Numero articolo: CM0018607



introduzione

Anticorpo policlonale anti-ACTN3 di coniglio di alta qualità per Western blot, IHC-P e ELISA. Rileva l'alfa-actinin-3 in uomo, topo e ratto; permette di studiare la reticolazione dell'actina nelle fibre muscolari scheletriche veloci.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ACTN3 Rabbit pAb
Note/Alias	ACTN3D; ACTN3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	89
GeneID	89
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 580-630 dell'ACTN3 umano (NP_001095.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q08043
Peso proteico	103kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio