

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Actr10 Per Wb Ed Elisa - Q9Nz32

Numero articolo: CM0017020



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ACTR10 umano (Arp11) per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Adatto per studi sulla dineina/dinactina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ACTR10 pAb di coniglio
Note/Alias	Arp10; Arp11; ACTR11; HARP11; ACTR10
Specie	Umano
GeneID (umano)	55860
GeneID	55860
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 218-417 di ACTR10 umano (NP_060947.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9NZ32
Peso della proteina	46 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante