


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-Actr1A Per Wb, Elisa - P61163

Numero articolo: CM0030579



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti-ACTR1A ottimizzato per WB e ELISA. Validato per Umano, Topo, Ratto. Bersaglia l'alfa-centractina, un componente del complesso dinactina che attiva il trasporto motorio della dineina lungo i microtubuli. Ideale per la ricerca sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ACTR1A Rabbit pAb
Note/Alias	ARP1; Arp1A; CTRN1; ACTR1A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10121
GeneID	10121
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 187-376 dell'ACTR1A umano (NP_005727.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P61163
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio