

Anticorpo Monoclonale Anti-Actr1B Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P42025

Numero articolo: CM0007470

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting umano ACTR1B (beta-centractin), validato per WB, IHC-P, IP, ELISA. Cross-reatta con ratto. Ideale per la ricerca sul centrosoma e sul citoscheletro, e per gli studi sulla motilità basata sui microtubuli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ACTR1B Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	PC3; ARP1B; CTRN2; ACTR1B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10120
GeneID	10120
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	P42025
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio