

Anticorpo Policlonale Anti-Actr3B Per Wb E Elisa - Q9P1U1

Numero articolo: CM0027199

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ACTR3B per applicazioni WB e ELISA su campioni umani e murini. La target funziona nell'organizzazione del citoscheletro di actina e potrebbe influenzare la metastasi tumorale. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ACTR3B pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	ARP11; ARP3BETA; ACTR3B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	57180
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 189-418 di ACTR3B umano (NP_065178.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9P1U1
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio