

Anticorpo Policlonale Anti-Actrt3 Per Wb, Elisa - Q9Byd9

Numero articolo: CM0016980

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ACTRT3 umano, validato per WB ed ELISA. Cross-reagisce con topo e ratto, rileva una banda a 41 kDa. Per la ricerca sul citoscheletro e sulle proteine nucleari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ACTRT3 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	ARPM1, ARP-T3, ACTRT3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	84517
Gene ID	84517
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-130 di ACTRT3 umano (NP_115876.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BYD9
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio