


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Acvr1 (Pab) Per Wb, Elisa - Q04771

Numero articolo: CM0026869



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ACVR1 umano (recettore dell'activina di tipo-1, ALK2) per western blot (WB) ed ELISA. Immunogeno: proteina ricombinante (aa 20-125). Rileva l'ACVR1 umano e murino. Ideale per la ricerca sulla segnalazione BMP e sulla biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ACVR1 pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	FOP; ALK2; SKR1; TSRI; ACTRI; ACVR1A; ACVRLK2; ACVR1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	90
GeneID	90
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-125 dell'ACVR1 umano (NP_001096.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q04771
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio