

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Acvr1B Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36896

Numero articolo: CM0006892



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro l'ACVR1B umano (recettore dell'attivina di tipo 1B, ALK4). Convalidato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Mostra reattività crociata con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla via di segnalazione dell'attivina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ACVR1B Rabbit mAb
Note/Alias	ALK4; SKR2; ACTRIB; ACVRLK4; ACVR1B
Specie	Umana
GeneID (umano)	91
GeneID	91
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'ACVR1B umano (P36896).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P36896
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio