

Anticorpo Policlonale Anti-Acvr1C Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ner5

Numero articolo: CM0014528

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ACVR1C (Recettore dell'activina di tipo 1C/ALK7). Testato in WB, IHC-P, ELISA con reattività verso umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla segnalazione TGF-beta e sulla funzione delle cellule beta pancreatiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ACVR1C Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ALK7; ACVRLK7; ACVR1C
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	130399
ID Gene	130399
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-113 di ACVR1C umano (NP_660302.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8NER5
Peso proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio