

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Acvr2A Per Wb Ed Elisa - P27037

Numero articolo: CM0012045



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro l'ACVR2A umano, recettore dell'attivina di tipo 2A. Convalidato per WB ed ELISA, presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto per lo studio delle vie di segnalazione del TGF-beta. - P27037.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[KO Validated] ACVR2A Rabbit mAb
Note/Alias	ACVR2; ACTRII; 2A
Specie	Umano
GeneID (umano)	92
GeneID	92
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 dell'ACVR2A umano (P27037)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P27037
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio