

Anticorpo Monoclonale Anti-Acvrl1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P37023

Numero articolo: CM0009825



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit di alta qualità per ACVRL1 (ALK1) per WB, IF/ICC, ELISA. Rileva ACVRL1 di uomo, topo e ratto. Fondamentale per lo studio dello sviluppo dei vasi sanguigni e della segnalazione della superfamiglia TGF-beta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ACVRL1 Rabbit mAb
Note / Alias	HHT; ALK1; HHT2; ORW2; SKR3; ALK-1; TSR-1; ACVRLK1; ACVRL1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	94
GeneID	94
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 404-503 di ACVRL1 umano (P37023).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P37023
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio