

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Acvrl1/Alk1 Per Wb Ed Elisa - P37023

Numero articolo: CM0022703



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ACVRL1 validato per WB ed ELISA. Rileva le proteine umane, murine e di ratto. Immunogeno ricombinante diretto contro il dominio intracellulare del recettore ALK1 del TGF-beta, un regolatore chiave dell'angiogenesi. 56 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Specifica                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | ACVRL1 pAb di coniglio                                                                                                            |
| Note/Alias          | HHT; ALK1; HHT2; ORW2; SKR3; ALK-1; TSR-I; ACVRLK1; ACVRL1                                                                        |
| Specie              | Uomo                                                                                                                              |
| GeneID (uomo)       | 94                                                                                                                                |
| GeneID              | 94                                                                                                                                |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 234-503 di ACVRL1 umano (NP_001070869.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                             |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reattività crociata | Uomo, topo, ratto                                                                                                                 |
| SWISS               | P37023                                                                                                                            |
| Peso della proteina | 56 kDa                                                                                                                            |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                |