

Anticorpo Policlonale Anti-Acy1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q03154

Numero articolo: CM0025343



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro ACY1, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce ACY1 (aminoacilasi-1) umano, di topo e di ratto coinvolto nell'idrolisi di N-acilamminoacidi. Adatto per la ricerca sui pathway di degradazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio contro ACY1
Osservazioni/Alias	ACY-1; ACY1D; HEL-S-5; ACY1
Specie	Umano
GeneID (umano)	95
GeneID	95
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-408 di ACY1 umano (NP_001185824.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q03154
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio