


Anticorpo Policlonale Anti-Adam10 Per Wb, If/Icc, Fc, Elisa - O14672

Numero articolo: CM0029841



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ADAM10 per Western blot, immunofluorescenza/ICC, citometria a flusso ed ELISA. Riconosce ADAM10 umano e di ratto, una sheddasi chiave coinvolta in neurobiologia, infiammazione e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ADAM10 Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	RAK; kuz; AD10; AD18; MADM; CD156c; CDw156; HsT18717; ADAM10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	102
GeneID	102
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 214-672 di ADAM10 umano (NP_001101.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	O14672
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio