

Anticorpo Policlonale Anti-Adam11 Per Wb, If/Icc, Elisa - 075078

Numero articolo: CM0015418

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia l'ADAM11 umano (proteina 11 contenente il dominio disintegrina e metalloproteinasi), validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Per studi di neuroscienza sulla funzione sinaptica e lo sviluppo cerebrale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ADAM11 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MDC; ADAM11
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4185
GeneID	4185
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 290-430 dell'ADAM11 umano (NP_002381.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	075078
Peso proteico	83 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio