

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Adam12 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43184

Numero articolo: CM0029174

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ADAM12 (Meltri-alfa), convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, reagisce con uomo, topo, ratto. È coinvolto nella rigenerazione del muscolo scheletrico e nella fusione cellulare. Ideale per la ricerca sulla biologia muscolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ADAM12 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MCMP, MLTN, CAR10, MLTNA, MCMPMitna, ADAM12-OT1, ADAM12
Specie	Uomo
Gene ID	8038 (Uomo)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 589-738 di ADAM12 umano (NP_067673.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O43184
Peso proteico	100kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio