

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Adam15 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13444

Numero articolo: CM0008672

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ADAM15 di alta qualità per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi su adesione cellulare, guarigione delle ferite e metastasi tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ADAM15 Anticorpo monoclonale di Coniglio (mAb)
Note/Alias	MDC15; ADAM15
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8751
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 200-300 di ADAM15 umano (Q13444)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13444
Peso Proteico	55kDa/88kDa/89kDa/90kDa/93kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio