

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Adam15 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13444

Numero articolo: CM0029727

introduzione

Anticorpo policlonale ADAM15 di coniglio per applicazioni WB, IF/ICC ed ELISA, reattivo con campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sulla guarigione delle ferite, l'adesione cellulare e l'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ADAM15 Rabbit pAb
Note/Alias	MDC15; ADAM15
Specie	Umano
GenelD (Umano)	8751
GenelD	8751
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 540-700 di ADAM15 umano (NP_003806.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13444
Peso Proteico	93kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio