

Anticorpo Policlonale Anti-Adam17 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P78536

Numero articolo: CM0014788



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ADAM17 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio del distacco di TNF-alfa, la segnalazione Notch e l'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ADAM17 Rabbit pAb
Note/Alias	CSVP; TACE; NISBD; ADAM18; CD156B; NISBD1; ADAM17
Specie	Umana
GeneID (umano)	6868
GeneID	6868
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 700-824 di ADAM17 umano (NP_003174.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P78536
Peso proteico	93kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio