

Anticorpo Policlonale Anti-Adam23 Per Wb, Elisa - 075077

Numero articolo: CM0014826

introduzione

Anticorpo policlonale ADAM23 di coniglio validato per WB e ELISA; reagisce con umano, topo e ratto. Punta sulla proteina simile a una metalloproteasi non catalitica coinvolta nell'adesione cellulare, altamente espressa nel cervello.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ADAM23 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	MDC3; MDC-3; ADAM23
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8745
ID Gene	8745
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 350-500 dell'ADAM23 umano (NP_003803.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, topo, ratto
SWISS	075077
Peso proteico	92kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio