

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Adam28 Per Wb, Elisa - Q9Ukq2

Numero articolo: CM0014538

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ADAM28 validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con ADAM28 umano e murino, una metalloproteinasi disintegrina coinvolta nella migrazione dei linfociti e nel distacco degli ectodomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ADAM28 Rabbit pAb
Note/Alias	MDCL; MDC-L; eMDCII; ADAM 28; eMDC II; ADAM28
Specie	Umano
GeneID (umano)	10863
GeneID	10863
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 199-440 di ADAM28 umano (NP_055080.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Murino
SWISS	Q9UKQ2
Peso della proteina	87 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante