


Anticorpo Policlonale Anti-Adam33 Per Wb, Elisa - Q9Bz11

Numero articolo: CM0026267



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ADAM33 umano, validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Prende di mira la metalloproteasi coinvolta nell'angiogenesi, nella proliferazione cellulare e nella liberazione di citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	ADAM33 pAb di coniglio
Note/Alias	C20orf153; DJ964F7.1; ADAM33
Specie	Umana
GeneID (Umana)	80332
GeneID	80332
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 500-700 dell'ADAM33 umano (NP_001269376.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9BZ11
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio