

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Adam5 Per Wb, Elisa - Q6Nvv9

Numero articolo: CM0025792

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ADAM5, una putative metalloproteasi non catalitica altamente espressa nel testicolo, validato per Western blot e ELISA in campioni umani e di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	ADAM5 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	ADAM5P; TMDCl; ADAM5
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	255926
ID gene	255926
Immunogeno	Peptide sintetico; Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 250-350 di ADAM5 umano (Q6NVV9).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	Q6NVV9
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio