

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Adam8 Per Wb Ed Elisa - P78325

Numero articolo: CM0016886



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro ADAM8 umano, adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce anche con ADAM8 di topo e ratto. Ideale per lo studio dell'extravasazione leucocitaria, dell'attività delle metalloproteasi e dei processi infiammatori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ADAM8 pAb di coniglio
Note/alias	MS2; CD156; CD156a; ADAM8
Specie	Umano
ID gene (umano)	101
ID gene	101
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-300 di ADAM8 umano (NP_001100.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P78325
Peso della proteina	89 kDa
Spedizione	Sacca refrigerante