

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Adam9 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13443

Numero articolo: CM0007495

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio ADAM9 validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reagisce con umano, topo, scimmia. ADAM9 è una metalloproteasi coinvolta nell'adesione cellulare, nella migrazione e nell'angiogenesi tumorale. Ideale per la ricerca sul cancro e sulla biologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ADAM9 Rabbit mAb
Note/Alias	MCMP; MDC9; CORD9; Mltng; ADAM9
Specie	Umano
GeneID (umano)	8754
GeneID	8754
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-210 dell'ADAM9 umano (NP_003807.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, scimmia
SWISS	Q13443
Peso proteico	91kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio