

Anticorpo Policlonale Anti-Adamts1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uhi8

Numero articolo: CM0016628



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'ADAMTS1 umano (METH1). Convalidato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Peso molecolare: 105kDa. Adatto per la ricerca sulla matrice extracellulare e l'angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	ADAMTS1 pAb di coniglio
Note / Alias	C3-C5; METH1; ADAMTS1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	9510
GeneID	9510
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 718-967 dell'ADAMTS1 umano (NP_008919.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UHI8
Peso Proteico	105kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio